

Hygicult®



Descrição

O Dipslide é uma placa articulada, revestida em ambos os lados de meio de cultura específico, incluída num tubo assético fácil de transportar para o local da monitorização. A placa é inoculada por contacto com a superfície, com a zaragatoa ou por imersão.

O uso de Hygicult não afeta a superfície ou o produto analisado. Permite uma fácil interpretação dos resultados após a inoculação.

Vantagens

- Fácil de usar, de manusear e interpretar
- Utilização *in loco*, sem necessidade de recursos
- Dois testes num só Dipslide
- Exato e de confiança



Gama de produtos Hygicult



68010 - Hygicult TPC - Contagem Total de microrganismos



68012 - Hygicult E - Enterobactérias



68267 - Hygicult E/β GUR



06036 - Hygicult CF



68013 - Hygicult Y&F

