

RIDA®COUNT

As placas RIDA®COUNT são placas de cultura prontas a usar, impregnadas de meio de cultura desidratado e fibra que podem ser aplicadas em diversos fins para controlos microbiológicos de rotina.

Podem ser utilizadas em amostras alimentares e ambientais. Após a inoculação, colocam-se a incubar a temperaturas específicas entre 24 e 48h. As colónias desenvolvem-se no meio e podem ser contadas facilmente.

A gama RIDA®COUNT



Contagem Total de Bactérias
Coliformes
E.coli
Coliformes/E.coli
Enterobactérias
Salmonella
Salmonella/Enterobactérias
Staph. aureus
Bolores/Leveduras

Acessório: solução salina estéril de NaCl a 0,9%

Embalagem: 100 unidades (10x10) em sacos de alumínio

Validade: 24 meses após a data de fabrico

Armazenagem: 2 a 15°C

Validações:

- AOAC Performance Tested Method n° 0011001
RIDA®COUNT Contagem Total de Bactérias
- AOAC Performance Tested Method n° 100402
RIDA®COUNT Coliformes
- CCFRA – Validation of methods for surface hygiene monitoring
RIDA®COUNT Contagem Total de Bactérias
- Restantes métodos com validações internas