

Analise as Micotoxinas com os kits da R-Biopharm

NOVO FORMATO

RIDAQUICK

- **Confiável**
Testado em várias matrizes
- **Sensível**
Semi-quantitativos
- **Rápido**
Resultados em minutos
- **Simple**
O teste é usado de imediato sem requerer equipamento técnico adicional

Procedimento

1. Preparar a amostra
2. Aplicar 100 uL da amostra



3. Incubação à temperatura ambiente
4. Leitura dos resultados



Testes disponíveis **RIDAQUICK**

Aflatoxinas, R5204

Limites detecção, ppb:
4 / 10 / 20

DON, R5904

Limites detecção, ppm:
0,5 ou 1,25

Fumonisina, R5604

Limites detecção, ppm:
2

→ Resultado Positivo

→ Resultado Negativo

AMBIFOOD

Rua Gonçalves Zarco, 1129E, nº 28 4450-685 LEÇA DA PALMEIRA

TLF: 229962069 FAX: 229940082

E-MAIL: geral@ambifood.com WEB: www.ambifood.com