

Produto	Descrição	Quantidade	Ref.
Testes em formato ELISA			
RIDASCREEN® Cloranfenicol	Análise quantitativa em diferentes matrizes. LOD: 5 a 55 ppt	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R1505
RIDA® Cloranfenicol, Solução de fortificação	50 ng/ml	1 ml	R1599
RIDASCREEN® CAP-Glucoronido	Análise semi-quantitativa em soro (plasma) e urina. LOD: 0,3 ppb (urina)	96 unidades Incubação: 1h 30 min	R1503
RIDASCREEN® Sulfametazina	Análise quantitativa em leite, carne e rim. LOD: 10 ppb (leite), 3,5 ppb (carne, rim)	96 unidades Incubação: 2h 30 min	R3001
RIDASCREEN® Sulfonamida	Análise quantitativa em ovos, carne, peixe, camarão, mel, leite. LOD: 1,5 ppb (frango,ovo), 2 ppb (porco, peixe, camarão, mel), 3,5 ppb (leite)	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R3004
RIDA® Sulfonamida Sulfametoxipiridazina, Solução de fortificação	0,1 µ/ml	1 ml	R3099
RIDASCREEN® Estreptomicina	Análise quantitativa de estreptomicina e dihidroestreptomicina em leite, mel, carne e fígado. LOD: 5 ppb (mel), 10 ppb (leite), 20 ppb (carne), 25 ppb (fígado)	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R3103
RIDA® Estreptomicina Solução de fortificação	10µ/ml	1 ml	R3199
RIDASCREEN® Tetraciclina	Análise quantitativa de tetraciclina, rolitetraciclina, clortetraciclina, demeclociclina, oxitetraciclina e doxiciclina em leite, mel e carne. LOD: 1,5 (leite), 6 ppb (mel), 6 ppb (carne/fígado).	96 unidades Incubação: 1h 30 min	R3503
RIDASCREEN® Quinolonas	Análise quantitativa em diferentes matrizes. LOD: 9 ppb (ovos), 6 ppb (camarão), 10 ppb (carne), 8 ppb (peixe).	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R3113
RIDASCREEN® Nitrofuranos (AOZ)	Análise quantitativa em diferentes matrizes. LOD: 50 ppt (camarão, peixe, leite), 100 ppt (carne, fígado, ovo inteiro, mel).	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R3703

Produto	Descrição	Quantidade	Ref.
RIDA® Nitrofuranos (AOZ) Solução de fortificação	20 ng/ml	1 ml	R3798
RIDASCREEN® Nitrofuranos (AMOZ)	Análise quantitativa em camarão, carne (frango, porco, boi/vaca), fígado, peixe, ovo inteiro, mel. LOD: 0,2 ppt	96 unidades Incubação: 1h 15 min	R3711
RIDA® Nitrofuranos (AMOZ) Solução de fortificação	20 ng/ml	1 ml	R3799
Premi®Test – teste em ampolas			
Premi®Test 25	Testes de despiste para a detecção de antibióticos em carne, fígado, rim, peixe, camarão, ovo, mel, plasma/soro, urina de suíno e bovino, rações para suínos e aves. Grupos detectados: β -lactâmicos, cefalosporinas, macrólidos, tetraciclina, sulfanomidas, aminoglicósidos, quinolonas, polipéptidos, amfenicóis, outros.	25 ampolas	R3925
		4x25 ampolas	R3900
		Incubação: 3 h	
Premi®Test Urina 20	Pré-tratamento de plasma/soro ou urina de suíno/bovino.	20 ampolas	R3920